



Spécialement conçu pour résister aux environnements hostiles, le monte-escalier Elite pour escalier droit extérieur vous permet de profiter des extérieurs de votre maison en toute sécurité. Que vous ayez besoin d'aide pour monter les marches du porche ou pour descendre jusqu'au quai, sa fiabilité vous assurera un déplacement sûr et silencieux.

- Capacité : 400 lb (181 kg)
- Testé pour fonctionner sous des températures allant de 0° F à 125° F (-18° C à 52° C)
- Peinture extérieure durable protégeant les surfaces en acier
- Rail anodisé avec mécanisme de transmission recouvert pour une apparence soignée
- Siège et accoudoirs rembourrés en vinyle de catégorie marine
- Fonctionnement fiable même en cas de panne de courant
- Siège rembourré de dimensions généreuses à plusieurs réglages de hauteur
- Siège à pivot décalé pour un accès facile et sécuritaire
- Avertisseurs sonores pour faciliter le dépannage
- Rail vertical permettant une installation compacte à 7 po (17 cm) du mur
- Différentes longueurs de rails disponibles
- Garantie Or : 5 ans sur les éléments principaux, 2 ans sur les pièces

Voir autres fonctionnalités au verso.  
Pour en savoir plus, rendez-vous  
sur [www.bruno.com](http://www.bruno.com)

## CARACTÉRISTIQUES



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

**Siège:** 17,5 po larg. x 15 po prof. (44 cm x 38 cm)

**Accoudoirs:** à largeur réglable jusqu'à 21,75 po (55 cm) de distance

**Repose-pieds:** 10 po long. x 9 po larg. (25 cm x 22 cm)

Más información en [www.bruno.com](http://www.bruno.com)



Le monte-escalier s'arrête en cas d'obstacles détectés grâce aux capteurs du repose-pied et de la chaise.



Le monte-escalier s'arrête en cas d'obstacles détectés grâce aux capteurs du repose-pied et de la chaise.



Le siège à pivot décalé facilite l'accès



Revêtement résistant aux intempéries assurant une protection durable.



Deux télécommandes d'appel sans fil.



Bruno Independent Living Aids, Inc.  
1780 Executive Drive, Oconomowoc, WI 53066  
[www.bruno.com](http://www.bruno.com)

© Bruno Independent Living Aids, Inc. 2017  
2017-06-09-Elite-Outdoor-Straight\_FR.indd • MKT-SL-4