



El salvaescaleras Elite exterior de Bruno está diseñado específicamente para soportar los climas hostiles y le permite disfrutar del exterior de su casa con seguridad. Ya sea que necesite ayuda para subir las escaleras del pórtico o para bajar los escalones hasta el muelle, el Elite exterior le llevará allá de manera confiable en un movimiento suave y seguro.

- Capacidad de peso: 400 libras (181 kg)
- Rendimiento comprobado para 0 °F a 125 °F (-18 °C a 52 °C)
- La pintura exterior duradera protege todas las superficies de acero
- Riel de aluminio anodizado con cremallera de engranaje cubierta
- Apoyabrazos y asiento acojinado de vinilo apto para ambiente marino
- Funcionamiento fiable, incluso cuando falta la electricidad
- Asiento acojinado y amplio con ajuste para varios niveles de altura
- Asiento de tamaño generoso con múltiples ajustes de altura
- Diagnósticos visuales y auditivos para dar fácilmente servicio a la unidad
- Instalación compacta de los rieles: se instala a 7 pulg. (178 mm) de la pared o menos
- Hay rieles con longitudes prolongadas disponibles
- Garantía de Oro: cinco años para los componentes principales; dos años para las piezas

Para ver las características adicionales vea la parte posterior.
Para más información, visite www.bruno.com

CARACTERÍSTICAS DEL ELITE EXTERIOR RECTO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tamaño del cojín del asiento: 17,5 pulg. de ancho x 15 pulg. de largo (445 mm de ancho x 381 mm de largo)

Apoyabrazos: ajustables a 21,75 pulg. (552 mm) entre los brazos

Tamaño del reposapiés: 10 pulg. de largo x 9 pulg. de ancho (254 mm de largo x 229 mm de ancho)

Más información en www.bruno.com



Sensores de seguridad en el asiento móvil y reposapiés que detienen la unidad cuando hay una obstrucción.



Asiento giratorio de accionamiento manual para que usted salga



Asiento, apoyabrazos y reposapiés plegables que dejan mucho espacio extra para los escalones.



Cubierta resistente a la intemperie que ofrece una protección duradera.



Dos controles inalámbricos para traer/enviar la unidad.



Bruno Independent Living Aids, Inc.
1780 Executive Drive, Oconomowoc, WI 53066
www.bruno.com

